


Grössentabelle



i Messen Sie die Distanz zwischen der Handwurzel bis zum längsten Finger und vergleichen Sie mit der untenstehenden Tabelle um Ihre Grösse zu bestimmen.

Hinweis: Liegt das Mass zwischen zwei Grössen, wählen Sie die kleinere Grösse.

Im Falle eines Wechsels von Velcro- auf Schnallenverschluss empfiehlt es sich, eine Nummer kleiner zu wählen.

Letztlich hängt die Grösse von den Präferenzen der Turnerin oder des Turners ab. Entsprechend sind alle Angaben ohne Gewähr.

Reckleder (Super, Super Cup, Swiss Cup, Lady, Elite Protec, Hyper Protec, Protec Lady)		
Grösse	cm	Inch
00	< 15.50	< 6.10
0	15.50 – 16.50	6.10 – 6.50
1	16.50 – 17.50	6.50 – 6.89
2	17.50 – 19.00	6.89 – 7.48
3	19.00 – 20.50	7.48 – 8.07
4	> 20.50	> 8.07

Ringleder (Super Cup, Swiss Cup, Elite Protec, Hyper Protec)		
Grösse	cm	Inch
0	< 16.50	< 6.50
1	16.50 – 17.50	6.50 – 6.89
2	17.50 – 19.00	6.89 – 7.48
3	19.00 – 20.50	7.48 – 8.07
4	> 20.50	> 8.07

Stufenbarrenleder (Lady, Lady 2, Elite Protec, Hyper Protec)		
Grösse	cm	Inch
000	< 13.00	< 5.12
00	13.00 – 14.00	5.12 – 5.51
0	14.00 – 15.50	5.51 – 6.10
1	15.50 – 16.50	6.10 – 6.50
2	16.50 – 18.00	6.50 – 7.09
3	18.00 – 19.50	7.09 – 7.68
4	> 19.50	> 7.68