


## Tableau des tailles



**i** Mesurez la distance entre la base de la main et le doigt le plus long, puis consultez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille.

Remarque : si la mesure se situe entre deux tailles, choisissez la plus petite.

Si vous passez d'une fermeture Velcro à une fermeture à boucles, il est recommandé de choisir une taille en dessous.

Au final, le choix de la taille dépend des préférences de la gymnaste. Par conséquent, toutes ces indications sont données à titre indicatif.

Maniques barre fixe (Super, Super Cup, Swiss Cup, Lady, Elite Protec, Hyper Protec, Protec Lady)		
Taille	cm	Inch
00	< 15.50	< 6.10
0	15.50 – 16.50	6.10 – 6.50
1	16.50 – 17.50	6.50 – 6.89
2	17.50 – 19.00	6.89 – 7.48
3	19.00 – 20.50	7.48 – 8.07
4	> 20.50	> 8.07

Maniques anneaux (Super Cup, Swiss Cup, Elite Protec, Hyper Protec)		
Taille	cm	Inch
0	< 16.50	< 6.50
1	16.50 – 17.50	6.50 – 6.89
2	17.50 – 19.00	6.89 – 7.48
3	19.00 – 20.50	7.48 – 8.07
4	> 20.50	> 8.07

Maniques barres asymétriques (Lady, Lady 2, Elite Protec, Hyper Protec)		
Taille	cm	Inch
000	< 13.00	< 5.12
00	13.00 – 14.00	5.12 – 5.51
0	14.00 – 15.50	5.51 – 6.10
1	15.50 – 16.50	6.10 – 6.50
2	16.50 – 18.00	6.50 – 7.09
3	18.00 – 19.50	7.09 – 7.68
4	> 19.50	> 7.68